

7 Schritte, die Sie beim Aufsetzen einer Atemschutzmaske beachten sollten:

1.

Die beigefügte Herstellerinformation beachten.



2.

Vor und nach dem Tragen der Atemschutzmaske die Hände waschen oder desinfizieren.

3.

Atemschutzmaske vollständig auffalten und dabei nicht in das Innere der Maske fassen.



4.

Die Atemschutzmaske über Mund und Nase platzieren. Mit der anderen Hand die Haltebänder über den Kopf oder hinter die Ohren führen.



7 Schritte, die Sie beim Aufsetzen einer Atemschutzmaske beachten sollten:

5.

Die Haltebänder richtig positionieren. Die Bänder sollen nicht locker oder verdreht sein und nicht drücken.



6.

Oberen und unteren Teil der Atemschutzmaske so ausrichten, dass die Maske dicht anliegt.

7.

Nasenbügel mit dem Zeigefinger leicht auf den Nasenrücken drücken. Mit der anderen Hand den Nasenbügel an die Nasenform anpassen.



+



+



Hinweis: Für eine erneute Verwendung trocken und sauber lagern.



Bundesministerium
für Gesundheit

Zusammen
gegen Corona

